



Zahnarztpraxis Kleindienst, Dr. Christoph Kleindienst
Mühlheimer Str. 57, 72186 Empfingen
www.zahnarztpraxis-kleindienst.de


Unsere Praxis

Seit der Neugründung unserer Praxis im Oktober 2015 sorgen wir mit erstklassiger technischer Ausstattung und einem kompetenten Team für die einwandfreie zahnärztliche Versorgung unserer Patienten. Voraussetzung für die beste Patientenversorgung ist auch eine perfekte Instrumentenaufbereitung. Es war uns daher sehr wichtig, zuverlässige Geräte anzuschaffen. Wir wollten keine Kompromisse eingehen, also haben wir uns schnell für einen Autoklaven und ein Siegelgerät von MELAG entschieden.

Stimmiges Gesamtkonzept mit MELAtherm 10

Das stimmige Gesamtkonzept von MELAG hat uns so sehr überzeugt, dass wir zum Vacuklav 40 B+ und zum MELAseal Pro, zusätzlich den Thermodesinfektor MELAtherm 10 erworben haben. Früher mussten wir Verschmutzungen auf den Instrumenten mit Desinfektionstüchern entfernen. Diese sehr zeitaufwendige Prozedur, welche eine große Verletzungsgefahr für unsere Mitarbeiterinnen birgt, fällt weg, seitdem wir den MELAtherm einsetzen. Die Instrumente werden jetzt viel schneller und gründlicher gereinigt.

Durch die einfache Handhabung war keine lange Eingewöhnungszeit nötig. Dank der verschiedenen Programme haben wir viele Möglichkeiten, die Reinigung an die Beladung anzupassen. Zusammen mit der Trocknungsfunktion ergibt das einen effizienten, problemlosen Vorgang mit einwandfreien Ergebnissen.



Der MELAtherm 10 für die gründliche Reinigung und Desinfektion



Zuverlässige Aufbereitung mit MELAG-Geräten auf kleinem Raum

Fazit

Für unsere Praxisgröße ist der MELAtherm ideal. Der Thermodesinfektor von MELAG passt perfekt in unsere Aufbereitungszeile und durch die bereits integrierten Prozessmedien sparen wir zusätzlich Platz.

Vacuklav 40 B+, MELAseal Pro und MELAtherm 10 bieten uns genau das, was wir von dem MELAG-System erwartet haben: eine tadellose, sichere und schnelle Aufbereitungsmöglichkeit für unsere Instrumente.